

番红 O 乙醇溶液(0.5%)

简介：

番红 O 是一种结合多阴离子的阳离子染料，嗜碱性的软骨与碱性染料番红 O 结合呈现红色，它常与固绿合用于显示软骨，是基于阳离子染料粘多糖中阴离子集团的结合，嗜酸性的骨和酸性染料固绿结合而呈绿色或蓝色，与呈现红色的软骨对比鲜明，从而将软骨组织与骨组织区分开。亦可用于植物标本、肥大细胞的染色等。

组成：

产品名称	SM010-100ml	Storage
番红 O 乙醇溶液(0.5%)	100ml	RT 避光
说明书	一份	

保存条件：

常温避光保存，一年有效。

操作步骤(仅供参考)：

- 1、按实验具体要求进行操作或参考 REGAL 改良番红 O-固绿软骨染色液操作。
- 2、单独使用一般染 1 ~ 2min。

染色结果：

软骨基质、细胞浆	红色
----------	----

注意事项：

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、本产品仅供科研使用，严禁它用。

